

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

16.01.2017

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРОВ для клинической биохимии производства Агат-Мед!

АГАТ

СУХАЯ СЫВОРОТКА «БИОКОНТ-С» (5ФЛ×3МЛ)



Контрольная сыворотка предназначена для контроля воспроизводимости количественных биохимических методов определения субстратов, электролитов, липидов, ферментов и белков в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.
Срок годности: 2 года.

«ГЕМОГЛОБИН-АГАТ» (600ПР.×5МЛ.) С КАЛИБРАТОРОМ



Набор предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом (метод Drabkin) в клинико-диагностических и биохимических лабораториях.
Срок годности набора: 2 года.

РАСТВОР ГЕМОГЛОБИНА «БИОКОНТ-ГК» (70, 120, 160 Г/Л, 5ФЛ×3МЛ)



Набор контрольных растворов гемоглобина предназначен для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови унифицированным гемиглобинцианидным методом.
Срок годности: 2 года.

«ЖЕЛЕЗО-АГАТ» (400ПР.×3,52 МЛ.)



Набор предназначен для количественного колориметрического определения содержания железа в сыворотке крови человека по реакции с динатриевой солью.
Срок годности набора: 2 года.

«МОЧЕВИНА АГАТ» (400ПР.×2 МЛ.)



Набор предназначен для количественного колориметрического определения концентрации мочевины в сыворотке и плазме крови.
Срок годности набора: 3 года.

«ОБЩИЙ БЕЛОК - АГАТ» (400ПР.×5 МЛ.)



Диагностический набор предназначен для количественного определения содержания общего белка в сыворотке или плазме крови.
Срок годности набора: 2 года.

РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕН в министерстве
здравоохранения Украины

МИНИМЕД

- © **КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН
ПО РОМАНОВСКОМУ
С БУФЕРОМ (1:20)**
(11л/1 ящик)

регистрация
в Украине!



Один литр красителя с раствором фосфатного буфера позволяет окрашивать до 6000 препаратов крови. Поставляется вместе с концентратом буферного раствора.
Фасовка: 1 л, в ящике: 11 л.
Срок годности: 1 год.

- © **КРАСИТЕЛЬ-ФИКСАТОР ЭОЗИН
МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ
ПО МАЙ-ГРЮНВАЛЬДУ**
(12л/1 ящик)

регистрация
в Украине!



Стабилизированный раствор красителя по Май-Грюнвальду обеспечивает предварительную окраску и фиксацию.
Фасовка: 1 л, в ящике: 12 л.
Срок годности: 1 год.

- © **КАЛИЯ ТЕЛЛУРИТ ВОДНЫЙ, РАСТВОР 2%**

регистрация
в Украине!



Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий.
Фасовка: 10 ампул по 5 мл.

- © **МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ**

регистрация
в Украине!



Используется в качестве необходимого вспомогательного реагента в световой микроскопии биологических препаратов при увеличениях объектива свыше 40.
Флуоресцирующее: 100 мл, нефлуоресцирующее: 10 мл.
Срок годности: 1,5 года.