

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16.01.2017

Чашка Петри используется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов. Для этого её заполняют шаром питательной среды, на которой делают посев культуры микроорганизмов.

ЧАШКА ПЕТРИ (ЧБН 2) стеклянная

Преимущества:

- © Толщина стекла: 3 мм.;
- © Размер: 100 x 20 мм.;
- © Повышенная жаростойкость;
- © Прозрачное стекло, без отливов;
- © Удобная упаковка: 36 шт.



ЧАШКА ПЕТРИ стерильная, пластик

Преимущества:

- © Высота: 14,5 мм.;
- © Материал: полистирол;
- © Упаковка: 10 штук;
- © Индивидуальная упаковка.



Диаметр: 90 мм.



Диаметр: 60 мм.