

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.02.2017

Ареометр для молока с термометром «Ludwig Schneider»

«Thermo-Lactodensimetr acc. to Gerber» Артикул №3302323S-20

Технические характеристики:

- Ⓢ диапазон измерений ареометра: 1,025 – 1,036 г/см³;
- Ⓢ температура измерений ареометра: 20°C;
- Ⓢ цена деления ареометра: 0,0005г/см³;
- Ⓢ погрешность ареометра: ±0,0005г/см³;
- Ⓢ диапазон измерений термометра: 0...+40 °C;
- Ⓢ цена деления термометра 1°C, погрешность ± 2°C;
- Ⓢ общая длина (L): 230 мм;

упакован в квадратный пластиковый чехол.

Ареометр «Thermo-Lactodensimetr acc. to Gerber» арт. № 3302323S-20 поставляется с калибровкой завода изготовителя, которая будет производиться по точкам:

- Ⓢ **1,026 г/см³, 1,027 г/см³, 1,028 г/см³.**

Срок поставки: 90 дней.

Стоимость: 178,40 € с калибровкой;
123,0 € калибровка.

55,40 € без калибровки

«Thermo-Lactodensimetr acc. to Gerber» Артикул №3302320S-20

Технические характеристики:

- Ⓢ диапазон измерений ареометра: 1,025 – 1,036 г/см³;
- Ⓢ температура измерений ареометра: 20°C;
- Ⓢ цена деления ареометра: 0,0005г/см³;
- Ⓢ погрешность ареометра: ±0,0005г/см³;
- Ⓢ диапазон измерений термометра: +10...+30 °C;
- Ⓢ цена деления термометра 0,5°C, погрешность ± 1°C;
- Ⓢ общая длина (L): 370 мм;

упакован в квадратный пластиковый чехол.

Ареометр «Thermo-Lactodensimetr acc. to Gerber» арт. № 3302320S-20 поставляется с калибровкой завода изготовителя, которая будет производиться по точкам:

- Ⓢ **1,026 г/см³, 1,027 г/см³, 1,028 г/см³;**

Срок поставки: 90 дней.

Стоимость: 221,24 € с калибровкой;
147 € калибровка.

74,24 € без калибровки

