

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23.01.2017

## Тест-полоски «Глюкотест»



Глюкотест: визуальные тест-полоски для определения содержания глюкозы в моче.

Диапазон концентраций - 0.1-2.0 %.

Применение тест-полос глюкотест:

- смочить индикаторную зону полоски мочой.
- выдержать 2 минуты.
- сравнить цвет индикаторной зоны тест-полоски со шкалой.

Диапазон концентраций: 0.1 - 2.0 %.

Срок хранения после вскрытия упаковки: 30 дней.

Количество полос в упаковке: 25 и 100 шт.

## Тест-полоски «pH-тест»



pH-тест: визуальные тест-полоски для визуального определения pH мочи.

Диапазон: 5 - 9.

Применение тест-полос pH-тест:

- смочить индикаторную зону тест-полоски мочой.
- выдержать 3 минуты.
- сравнить цвет индикаторной зоны тест-полоски со шкалой.

Срок хранения после вскрытия упаковки: 30 дней.

Количество полос в упаковке: 50 шт.

## Тест-полоски «Ацетонтест»



Тест-полоски «Ацетонтест» Ацетонтест - визуальные тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в моче.

Диапазон концентраций: 0-15 ммоль/л.

Применение тест-полос Ацетонтест:

- смочить индикаторную зону полоски мочой;
- выдержать 3 минуты;
- сравнить с цветовой шкалой.

Срок хранения после вскрытия упаковки: 30 дней.

Количество полос в упаковке: 25 и 50 шт.