

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01.02.2017

Чашка Петри стерильная пластиковая



Чашка Петри используется в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов. Для этого её заполняют шаром питательной среды, на которой делают посев культур микроорганизмов термолабильной продукции.

Преимущества:

- © материал: полистирол;
- © индивидуальная упаковка.

Тампон-зонды в пробирке



Предназначены для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа.

- © изготовлен из вискозы с пластиковым аппликатором;
- © упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12x150 мм), снабженную этикеткой для маркировки.

Ареометры для молока



Ареометр АМ и ареометр АМТ используются для измерения плотности цельного и обезжиренного молока, а также сыворотки и пахты.

- © длина: 350 мм

Наименование	Диапазон измерения, кг/м ³	Цена деления, кг/м ³	Диапазон измерения t, °C	Цена делений t, °C
АМ	1020... 1040	0,5	-	-
АМТ	1015... 1040	1	0...+35	1