

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.02.2017

Мензурки

Изготовлены по ГОСТ 1770-74

Класс точности 2

Тип: наливные - вымеряемые «по наполнению».

Предназначены для отмеривания точного объема.

Изготовлены из стекла марки ХС.

Мензурки (Россия) с заводской поверкой, и свидетельством о признании утверждения типа средств измерительной техники Украины № UA-MI/Зр.1328-2010 выдано 25 января 2010 г.



Вместимость	Единиц в упаковке
50 мл	10
100 мл	12
250 мл	24
500 мл	12
1000мл	6

Стакан полипропиленовый



Стакан с ручкой предназначен для отмеривания ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до +110 °С.

Стакан имеет «носик» для удобного дозирования и ручку, изготовлен из полипропилена.

Вместимость
250 мл
500 мл
1000 мл
2000 мл
3000 мл