

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 01.02.2017

## Бутирометры



Предназначены для определения массовой доли жира в молоке и молочных продуктах (сливки).

Принцип действия основан на разложении белковых веществ кислотами и изоамиловым спиртом с последующим разделением веществ путем центрифугирования.

### Преимущества:

- ☉ шкала коричневого цвета, что увеличивает видимость и дает точный результат исследования;
- ☉ изготавливаются из крепкого термостойкого стекла;
- ☉ имеют плоский капилляр.

### Технические характеристики

Наименование	Предел, измерения содержания жира	Допустимая погрешность	Цена делений	Цена, с НДС (грн.)
Для молока	от 0 до 6 %	± 0,05 %	0,1 %	по запросу
Для сливок	от 0 до 40 %	± 0,25 %	0,5 %	по запросу
Для пахты	от 0 до 40 %	± 0,5 %	0,5 %	по запросу