

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
ПРОБІРКИ ЛАБОРАТОРНІ
ТУ У 23.1-36265663-001:2016

1. Призначення

Призначені для роботи з невеликою кількістю речовини. Використовуються для проведення хімічних, біологічних та мікробіологічних процедур.

2. Основні характеристики

Найменування виробу	Позначення	Розміри, мм		Об'єм, мл
		Висота, мм	Зовнішній діаметр, мм	
Пробірки Уленгута	ПУ1-40 «EximLab»	40±2,0	8±0,5	2±0,5
	ПУ1-60 «EximLab»	60±2,0	8±0,5	2±0,5
	ПУ1-90 гостродонна «EximLab»	90±2,0	8±0,5	3±0,5
	ПУ1-90 «EximLab»	90±2,0	8±0,5	3±0,5
	ПУ1-120 «EximLab»	120±2,0	8±0,5	4±1,0
Пробірки Відаля	ПВБ2-10x80 «EximLab»	80±2,0	10±0,5	4±1,0
	ПВБ2-10x90 «EximLab»	90±2,0	10±0,5	5±1,0
Пробірки сірологічні	ПС2-10x120 «EximLab»	120±2,0	10±0,5	7±1,0
	ПС2-12x120 «EximLab»	120±2,0	12±0,5	9±1,0
Пробірки біологічні	ПБ2-14x100 (Вассермана) «EximLab»	100±2,0	14±0,5	13±2,0
	ПБ2-14x120 «EximLab»	120±2,0	14±0,5	15±2,0
	ПБ2-16x150 «EximLab»	150±2,0	16±0,5	24±2,0
	ПБ2-21x200 «EximLab»	200±2,0	21±0,5	50±2,0
Пробірки химические	ПХ1-14x120 «EximLab»	120±2,0	14±0,5	15±2,0
	ПХ1-16x150 «EximLab»	150±2,0	16±0,5	24±2,0
	ПХ1-21x200 «EximLab»	200±2,0	21±0,5	50±2,0
Пробірки Флоринського	ПФХ1-12x60 «EximLab»	60±2,0	12±0,5	5±1,0
	ПФХ1-14x60 «EximLab»	60±2,0	14±0,5	7±1,0
Пробірка-поплавець	ПМ-10 «EximLab»	30±2,0	10±1,0	2±0,5
Пробірки центрифужні неградуйовані	П1-10 (ПЦНГ) «EximLab»	110±2,0	17±2,0	10±0,2
	П1-10 (ПЦНГ) «EximLab»	110±2,0	16±2,0	10±0,2

Примітка: Допускається за вимогою споживача виготовляти пробірки інших типів.

Пробірки виготовлені з медичного скла згідно ГОСТ 19808.

3. Вимоги безпеки

При експлуатації необхідно дотримуватися правил безпеки при роботі зі скляними виробами. Вироби не повинні піддаватися різким ударам або падінням в процесі експлуатації.

4. Пакування, транспортування та зберігання

Товар постачається в упаковці, яка забезпечує його зберігання в період строку придатності за умов виконання вимог виробника щодо зберігання. Зберігати вироби слід у сухих провітрюваних приміщеннях, захищених від атмосферних опадів. Температура в приміщенні повинна бути 18-20 °С, відносна вологість— 60-65 %. В опалюваних приміщеннях їх слід захищати від джерел тепла.

5. Відомості про утилізацію

Утилізація здійснюється у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України № 325 від 08.06.2015.

6. Гарантія виробника

Виробник гарантує відповідність пробірок лабораторних вимогам ТУ У 23.1-36265663-001:2016 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації. Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дати продажу.

7. Свідоцтво про приймання

Вироби виготовлені відповідно до діючої технічної документації та визнані придатними для експлуатації.